



Repy® Gel

Gel dermatologico per la riepitelizzazione cutanea

Repy® Gel trova utile impiego per migliorare l'esito funzionale ed estetico della riepitelizzazione cutanea nel cane e nel gatto.



Dermatologia

PRODOTTO DERMATOLOGICO PER CANI E GATTI.

Confezioni

Codice	Prodotto	Confezione
2101	Repy® Gel	Tubo 75 ml

Uso

Applicare una quantità adeguata di prodotto sull'area cutanea interessata. Ripetere l'operazione 2 o più volte al giorno.

Proprietà

Adelmidrol, analogo della palmitoiletanolamide, è in grado di ottimizzare la riepitelizzazione e migliorare l'elasticità dei tessuti cutanei. Svolge inoltre un'azione lenitiva e anti-arrossamento. L'**acido ialuronico** e l'**acido traumatico** mantengono l'integrità, lo stato di idratazione e l'elasticità della cute. Il **complesso di estratti vegetali** (Echinacea purpurea e Usnea barbata) e la **bava di lumaca** aiutano a mantenere l'equilibrio della microflora superficiale. L'aggiunta dell'**Olio di Neem** conferisce al prodotto un'azione repellente nei confronti del leccamento e degli insetti (es. mosche).

Principio funzionale	Funzione
Adelmidrol	Lenitiva
Acido ialuronico	Riepitelizzante
Acido traumatico	Riepitelizzante
Echinacea purpurea	Igienizzante
Usnea barbata	Igienizzante
Bava di Lumaca	Riepitelizzante/Igienizzante
Olio di Neem	Repellente

Ingredienti

Aqua, echinacea purpurea extract, propylene glycol, melia azadirachta seed oil, snail secretion filtrate, algin, adelmidrol (INN), peg-40 hydrogenated castor oil, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, usnic acid, magnesium hyaluronate trans-2-dodecenedioate, sodium hydroxide.